

50



1987 • 2017  
YEARS OF  
MOCOM



Ofertas  
especiales  
**30 años**  
**MOCOM**

Válido hasta el 31 de diciembre de 2017

# Autoclaves y termodesinfectadoras



Incluye  
**curso  
online**

Medidas básicas  
de higiene en la  
clínica dental

## Autoclave B Classic

Autoclave Clase B.  
Capacidades:  
17, 22 y 28 l.

Normativa EN13060.  
Cámara en acero inoxidable electropulido  
3 bandejas (5 para el modelo 22 l. y 6 para el de 28 l.)  
Puerta de seguridad robotizada.

Display digital.  
Sistema de autovalidación de proceso.  
Puerto USB  
Filtro antipolvo  
9 programas preseleccionados.  
3 sistemas de carga y descarga de agua: superior, frontal y

automática.  
Potencia 2.300 W.(10 A)  
Dimensiones externas (AxHxP): 495 x 485 x 600 mm  
Peso: (versión 17 l.) 47 Kg. / (versión 22 l.) 55 Kg / (versión 28 l.) 58 Kg

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas:  
**(AxHxP) 495 x 485 x 600 mm.**

**Más es mejor**

**B Classic  
17 litros**

Ref.: M7A520000

**3.590€**

**B Classic  
22 litros**

Ref.: M7A560000

**4.490€**

**B Classic  
28 litros**

Ref.: M7A530000

**4.490€**



Incluye **curso online**

Medidas básicas de higiene en la clínica dental

# Autoclave B Futura

Autoclave Clase B.

Capacidades:

17, 22 y 28 l.

Normativa EN13060.

Cámara en acero inoxidable electropulido

5 bandejas en los modelos 17 y 22 l., y 6 en el de 28 l.

Puerta de seguridad robotizada.

Display táctil.

Sistema de autovalidación de proceso.

Puerto USB y Ethernet (puerto RJ 45)

Módulo Wi-Fi. (opcional)

Filtro antipolvo

9 programas preseleccionados.

3 sistemas de carga y descarga de agua:

superior, frontal y automática.

Potencia 2.300 W.(10 A)

Iluminación LED

Dimensiones externas (AxHxP): 495 x 485 x 600 mm

Peso: (versión 17 l.) 50 Kg. / (versión 22 l.) 55 Kg / (versión 28 l.) 60 Kg

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 495 x 485 x 600 mm.**

**Más es mejor**

B Futura **17 litros**

Ref.: M7A540000

**3.830€**

B Futura **22 litros**

Ref.: M7A550000

**4.790€**

B Futura **28 litros**

Ref.: M7A570000

**5.490€**



 Incluye **curso online**  
Medidas básicas de higiene en la clínica dental

## Simplemente revolucionario

**NOVEDAD:** Ahora con mayor poder de limpieza y secado con aire caliente forzado

### Equipamiento de serie:

- Puerto USB
- Puerto ethernet (RJ 45)
- 2 cestos portainstrumentos
- 1 cestillo portafresas.
- Kit de conexión hídrica
- Filtro HEPA

### Información técnica:

- Potencia nominal: 2300 W.
- Dimensiones externas (Ax-HxP) 470 x 430 x 500 mm.
- Peso Neto: 37 kg.
- Capacidad depósito de detergente: 0.7 litros (autonomía hasta 12 ciclos).
- Dimensiones de la cuba: 8 litros.
- Consumo agua máximo (por ciclo) 15 litros.
- Carga máxima: 2 kg.


## Tethys H10 PLUS

Ref.: M7E200300

El primer dispositivo de desinfección híbrida de Mocom

**3.790€**

## Accesorios esterilización



### Selladora Millseal Evo

Ref.: M7B210001

**1.690 €**

#### **Termoselladora automática**

Pocos pasos simples y sencillos, permite programar la longitud y el número de bolsas, iniciar el proceso automático sin operador y al final recoger en el amplio contenedor removible suministrado con el aparato las bolsas pre-selladas, listas para su uso posterior.



### Millseal Rolling

#### **Con impresora**


Ref.: M7B240001

**2.490 €**

#### **Termoselladora de rodillo**

Sistema de arrastre automático

De forma ergonómica y lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque en el procedimiento del sellado dentro del consultorio odontológico.



### Selladora Millseal Plus

Ref.: WCMY00A0000

**490 €**

- Estructura de aluminio
- Base de apoyo milimetrada.
- Banda de sellado: 12 mm.
- Ancho máximo de sellado: 300 mm.
- Dimensiones (mm): 474 x 374 x 200.
- Peso: 7Kg.



Hasta el 31 de diciembre,  
con la compra de B Classic,  
B Futura y Tethys incluimos un

# Curso online

## “Medidas básicas de higiene en los centros de odontología”

Un curso de:

### EPIECH

Vigilancia epidemiológica  
Prevención de la infección

[infeccioneshospitalarias.com](http://infeccioneshospitalarias.com)

Información  
sobre el curso



**Mocom Ibérica - Incotrading S.A.**

Camino de Hormigueras 119-121  
Polígono Industrial de Vallecas  
28031 MADRID (España)

Tel. (+34) **913 807 490**

Fax (+34) 913 036 863  
[incotrading@incotrading.net](mailto:incotrading@incotrading.net)  
[www.incotrading.net](http://www.incotrading.net)



Servicios de Asistencia Técnica en ubicación del cliente con cobertura para toda España y Portugal. Encuentre su IncoSAT más cercano en:

**[incotrading.net](http://incotrading.net)**

Atención telefónica.

**913 807 490**

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2017. / Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. / Precios válidos salvo error tipográfico. / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. © 2017 - Incotrading S.A.