

Aspiración para uso odontológico

Aspiración de anillo seco



Uni-Jet 75 es el motor de anillo seco Cattani para una unidad dental. Es una soplante a canal lateral, con un motor a inducción y pastilla termica.

La versión insonorizada reduce el nivel sonoro de 4 dB (A)

Tipo	Datos eléctricos	Código
Normal	(1~) 230V-50 hz - 0.4 kw - 3.1 A	020322
Carenado	(1~) 230V-50 hz - 0.4 kw - 3.1 A	020274

Caudal de aspiración:	1250 l/min
Presión de vacío:	130 mbar
Peso:	12 kg
Nivel sonoro:	62 db(A)



Dimensiones:

