

DETERGENTE CONCENTRADO DE MEDIANA ALCALINIDAD PARA EL LAVADO DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DENTAL EN EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN Y DE ULTRASONIDOS.

PRODUCTO SANITARIO EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL.



Producto sanitario de Clase I según el Reglamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos.

Producto sanitario compatible con el termodesinfectador Tethys H10 y DeltaWash 10.

Uso: diluido 5 ÷ 10 mL/L, utilizar según las instrucciones en los manuales de usuario de los termodesinfectantes compatibles.

No usar en artículos de aluminio ni de leaciones ligeras.

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

No utilizar en caso de que el envase no se presente íntegro.

VALIDEZ: 2 AÑO.

Para los operadores en Europa: es necesario comunicar a CEFLA s.c. y a las autoridades competentes del Estado Miembro en donde el usuario y/o el paciente está establecido, cualquier incidente grave producido en relación con el dispositivo.

Componentes (Reg. CE 648/2004): < 5% Tensioactivos anfótero, fosfonatos, enzimas, 1,2-benzisothiazolin-3-one, agua.



PELIGRO:

P262 Evitar el contacto con los ojos.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.