

Mejores
Productos
Especial
Expodental



Mejores Productos 68 - ESPECIAL EXPONENTAL 2024
Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024 | Precios sin IVA.





Obtén un año extra de garantía conectando la aspiración al WiFi con SmartLog.



Obtén un año extra de garantía comprando el kit Magnolia con tu nueva aspiración Cattani.

Micro Smart



Aspiración para 1-2 equipos

Potencia:

1.12kW - 8A

Caudal máximo:

900 l/min.

Presión de trabajo:

210 mbar

Nivel sonoro:

64-71 dB(A)

Dimensiones (mm):

370 x 340 x 590

1-2 

Con separador de

amalgama **ISO 6**

Ref.: 1035060

3.150 €

Sin separador de

amalgama

Ref.: 1035050


2.430 €



Puedes incluir el panel de control a tu Micro Smart sin separador de amalgama **por solo: 270€** (PVP normal: 431 €)



Micro Smart CUBE



Aspiración para 1-2 equipos

Potencia: 0.95kW - 4A

Caudal máximo: 1.000 l/min

Presión de trabajo: 210 mbar

Nivel sonoro: 59 dB(A)

Dimensiones (mm): 420 x 350 x 470

Con separador de
amalgama **ISO 6**

Ref.: 1035030

Sin separador de
amalgama

Ref.: 1035031

1-2 

3.750 €

3.360 €

Turbo Jet 1 Modular



Aspiración para 1 equipo

Potencia: 0.42kW - 4A

Caudal máximo: 650 l/min

Presión de trabajo: 130 mbar

Nivel sonoro: 61 dB(A)

Dimensiones (mm): 540 x 450 x 380

Con separador de
amalgama **ISO 4**

Ref.: 1029610

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1026110

1 

2.220 €

1.410 €



Obtén un año extra de garantía conectando la aspiración al WiFi con SmartLog.



Obtén un año extra de garantía comprando el kit Magnolia con tu nueva aspiración Cattani.



Turbo Smart

3-5

Versión A: hasta 3 equipos.
Versión B: hasta 5 equipos.

Potencia: 1.5kW - 6.5A
Caudal máximo: 1.400-1800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 68.4-73.7 dB(A)
Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

Con separador de amalgama **ISO 18**

Ref.: 1035115

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035105

4.250 €

3.590 €



Turbo Smart CUBE

3-5

Versión A: hasta 3 equipos.
Versión B: hasta 5 equipos.

Potencia: 1.2kW - 5.5A
Caudal máximo: 1400-1800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 60 dB(A)
Dimensiones (mm): 500 x 370 x 650

Con separador de amalgama **ISO 18**

Ref.: 1035120

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035121

4.690 €

4.020 €



Software de
ampliación
incluido



Turbo Smart 2V

3-5* 

* Depende de la preinstalación y distancia.

Con separador de
amalgama **ISO 18**

Ref.:1035135

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1035130

Potencia: 2kW - 9A

Caudal máximo: 1.800 l/min

Presión de trabajo: 280 mbar

Nivel sonoro: 70 dB(A)

Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

5.100 €

4.350 €



Obtén un año extra de garantía conectando la aspiración al WiFi con SmartLog.



Obtén un año extra de garantía comprando el kit Magnolia con tu nueva aspiración Cattani.

Turbo Smart HP

4-5* 

* Dependiendo del vacío deseado en la cánula.

La mejor aspiración posible para sus cirugías

Con dos motores de vacío en serie, Turbo Smart HP es capaz de mantener un vacío de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones en función simultánea.



Potencia total: 2,7 kW
Presión máxima de vacío: 340 mbar
Caudal máximo: 1,915 l/min
Caudal efectivo a 300 mbar: 740 l/min
Caudal efectivo a 240 mbar: 1.020 l/min

Con separador de amalgama

Ref.:1035145

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035140

6.790 €

5.990 €

NOVEDAD
Ahora más eficiente
que nunca



Turbo Smart TS

3-5*



Versión A: hasta 3 equipos.
Versión B: hasta 5 equipos.

El nuevo estándar en aspiración dental para tu clínica

- Menos pérdidas de carga y más aspiración en las cánulas.
- Filtro HEPA H14 de serie.
- WiFi y control técnico remoto sin licencias.
- Menor nivel sonoro.



Características versión B (password no incluida de serie)

Potencia: 1.5kW - 9A
Caudal máximo: 1.700 l/min
Nivel de vacío: 210 mbar
Velocidad máxima: 95hz

Con separador de
amalgama ISO 18

Ref.:1035165

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1035155

4.590 €

3.990 €



Consigue 5 años de garantía

2 años de garantía extra (total 5) al registrar la garantía de tu compresor



AC 100

Ref.: 1013130



- Potencia: 0.55kW - 3.8A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67,5 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 70 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 × 460 × 720



1.950 €



1x

Incluye 1 filtro HEPA H14 AC*

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



AC 100 Q

Ref.: 1013150



- Potencia: 0.55kW - 3.8A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67,5 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 63 dB(A).
- Dimensiones (mm): 660 × 600 × 860.



2.990 €



1x

Incluye 1 filtro HEPA H14 AC

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



AC 200

Ref.: 1013230

2-3 

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 71 dB(A)
- Dimensiones (mm): 620 × 460 × 720.



2.730 €



1x

**Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC**

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



AC 200 Q

Ref.: 1013250

2-3 

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 63 dB(A).
- Dimensiones (mm): 660 × 600 × 860.



3.650 €



1x

**Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC**

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



AC 300

Ref.: 1013330

4-5 

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 238 l/min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 × 520 × 750



3.440 €



1x

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



AC 300 Q

Ref.: 1013350

4-5 

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 238 l/min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 68 dB(A).
- Dimensiones (mm): 720 × 600 × 970



4.390 €



1x

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



Consigue 5 años de garantía

2 años de garantía extra (total 5) al registrar la garantía de tu compresor



AC 400

Ref.: 1013430 Monofásico

Ref.: 1013435 - Trifásico

6

- Potencia 2.4 kW - 15.4 A (3 kW - 7.2 A).
- Caudal efectivo a 5 bar: 320 N L/ min.
- Capacidad del depósito: 100 l.
- Nivel sonoro 73 dB.
- Dimensiones (mm): 1155 × 550 × 745.

5.890 €



2x

Incluye 1 filtro HEPA H14 AC

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



AC 600

Ref.: 1013530 Monofásico

Ref.: 1013535 - Trifásico

10

- Potencia 3 kW - 20.4 A (3 kW - 7.4 A).
- Caudal efectivo a 5 bar: 476 N L/ min.
- Capacidad del depósito: 150 l.
- Nivel sonoro 74 dB.
- Dimensiones (mm): 1320 × 590 × 890.



7.190 €



2x

Incluye 1 filtro HEPA H14 AC

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

Compresores CAD CAM

Todos los compresores trabajan hasta 10 bar de presión para garantizar el funcionamiento correcto y estable de las fresadoras más exigentes.

Disponemos de versiones de todos los modelos, para alimentación monofásica o trifásica.



AC 310

1013310 - Monofásico

1013313 - Trifásico

Para fresadoras con un consumo máximo de 100 N l/min

- Aire efectivo a 8 bar: 165 N l/min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

3.590 €



AC 410

1013410 - Monofásico

1013413 - Trifásico

Para fresadoras con un consumo entre 105 y 160 N l/min

- Aire efectivo a 8 bar: 215 N l/min
- Capacidad del depósito: 100 l
- Nivel sonoro: 73 dB(A)
- Dimensiones (mm): 1155 x 550 x 745

6.850 €





AC 610

1013510 - Monofásico


1013513 - Trifásico

8.350 €



Para fresadoras con un consumo máximo de 220 N l/min

- Aire efectivo a 8 bar: 330 N l/min.
- Capacidad de depósito: 150 l.
- Nivel sonoro: 74 dB(A).
- Dimensiones (mm): 1320 x 590 x 890



AC 910

1013578 - Trifásico

Grandes sistemas de fresado o sistemas centralizados de aire comprimido

- Aire efectivo a 8 bar: 495 N l/min.
- Capacidad de depósito: 300 l.
- Nivel sonoro: 75 dB(A).
- Dimensiones (mm): 1800 x 810 x 1000.

14.670 €



Campana de insonorización para compresores

Ref.: 1010800

1.790 €



Reduce en 20 decibelios el nivel sonoro

Para interiores y exteriores

Válida para todos los modelos de compresores Cattani de 1, 2 y 3 cilindros.

Resistente a la intemperie, lluvia, luz solar directa y nieve. Para climas fríos y calientes. El termostato activa una ventilación forzada para que el compresor mantenga un nivel óptimo de trabajo.

- Nivel sonoro: 51 dB(A).
- Dimensiones: 87 × 70 × 89 cm



Blok-Jet Silent 1

Compuesto de:

- Micro Smart.
- Compresor AC 200.

Dimensiones:

727×577×1.583 mm.

Hasta **2 equipos**
simultáneamente.

**Sin separador de
amalgama**

Ref.: 1073501

13.790 €

**Con separador de
amalgama ISO 6**

Ref.: 1073500

13.995 €

Blok-Jet Silent 2

Compuesto de:

- Turbo Smart B.
- Compresor AC 300.

Dimensiones:

757×607×1.936 mm.

Hasta **5 equipos**
simultáneamente.

**Sin separador de
amalgama**

Ref.: 1073521

15.200 €

**Con separador de
amalgama ISO 18**

Ref.: 1073520

15.480 €

Blok-Jet Silent

Sistema integrado de
compresión y aspiración
para clínicas dentales.



INVERTER
CONTROL



AMALGAM
RETENTION



Accede a todas las
ofertas Especiales
Expodental 2024
desde tu móvil

www.incotrading.net/mejores-productos



Léenos en “Tecnología para
la salud” nuestro magazine
con novedades y artículos
pensados para tí.

www.tecnologiaparalasalud.com

incotrading

Tecnología para la salud

Incotrading, S.A.

Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

www.incotrading.net

T. (+34) **913 807 490**

incotrading@incotrading.net



incoSAT

Servicio técnico

Incosat Medical S.L.

Torre de Don Miguel 11
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

www.incosat.net

T. (+34) **913 807 490**

incosat@incotrading.net

Mejores Productos 68 - ESPECIAL EXPODENTAL 2024 | Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024.

Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. Precios válidos salvo error tipográfico. / Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. ©2024 - Incotrading S.A.