

Mejores Productos 68 - ESPECIAL EXPONENTAL 2024
Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024 | Precios sin IVA.



Mejores Productos

Especial Exponential

Promociones, ofertas
y novedades para tu
clínica dental



mectron



Mejores Productos 68 - ESPECIAL EXPDENTAL 2024
Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024 | Precios sin IVA.

Piezosurgery®

Touch

Basic 1

Ref.: 05120054

6.490 €

Pieza de mano con led orientable "all-in-one"

Pantalla táctil:

Más ergonómica y fácil de usar. Basta con el movimiento de un dedo.

Dotación:

- 1 Pieza de mano con luz led rotatoria más manguera.
- 1 Llave dinamométrica K8.
- 5 Láminas protectoras.
- 8 Tubos de silicona.
- 2 Sets de irrigación.
- 1 Maletín de transporte.

+4 

Comprando Piezosurgery® Touch incluimos 4 insertos a elegir

-15%

Comprando Piezosurgery® recibe un 15% de descuento en insertos.



* La promoción "15% de descuento es válida en todos los Insertos para Piezosurgery®. Oferta no acumulable.

Piezosurgery® White

Con pieza de mano

Ref.: 05120063PM

Trabajo eficiente

Óptimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido.

Sistema feedback

Ajuste de potencia automatizado.

Ergonomía

Fácil manejo y limpieza.

Configuraciones orientadas a la cirugía

Dotación

- Dispositivo Piezosurgery con pieza de mano con luz LED.
- Kit 8 tubos para bomba.
- Llave dinamométrica K8.
- Pedal piezosurgery.
- Cable de alimentación.
- 1 Maletín de transporte.

Incluye pieza de mano led.

4.590 €

+4 

Comprando Piezosurgery® Touch incluimos 4 insertos a elegir

-15%

Comprando Piezosurgery® recibe un 15% de descuento en insertos.



* La promoción "15% de descuento es válida en todos los Insertos para Piezosurgery®. Oferta no acumulable.

Combi Touch

La evolución de la profilaxis

+8



Combi Touch® incluye 8 botes de polvo de bicarbonato POWDER SOFT, 4 sabor limón y 4 sabor menta.

Dotación PERIO

Ref.: 05020015008

- Pieza de mano led SLIM
- Botella de 500 ml.
- Tapón de seguridad gris
- Cabezal de spray 120°
- Cabezal de spray PERIO
- Puntas perio subgingivales (40 uds)
- Llave K9
- 2 botes polvo Glycine® 160 g
- **2 insertos: S1S + P3**

+ 2 insertos de regalo: S1 y P10

5.990 €

Ahora, añade el carro por solo **200€ más**



mectron



Plan Mantenimiento



Combi Touch incluye un plan de mantenimiento gratis el primer año

El mantenimiento regular de los equipos de profilaxis ayuda a identificar y reparar problemas que puedan afectar la seguridad.

<https://incosat.net/planes/mectron>



Promoción insertos

Comprando 3 insertos de scaling o Piezosurgery, llévate otro sin cargo (el de menor coste).

Formación online

mectron

Descubra nuestra plataforma de formación online para asistir a seminarios web y videos en clínicas en vivo, gratuitos y bajo demanda.

Una excelente oportunidad para aprender más sobre protocolos y métodos de vanguardia con ponentes especializados.

Visite nuestra plataforma de formación MECTRON y regístrese gratis para recibir actualizaciones sobre los últimos seminarios web.



Regístrese gratuitamente:

<https://education.mectron.com>



Multipiezo Touch

Sistema de limpieza por ultrasonidos

Ref.: 05060023

2.190 €

Nueva pieza de mano SLIM pesa solo

55g

Dotación

- 1 Multipiezo Touch.
- 1 Pieza de mano led SLIM.
- 2 Insertos: S1S y P3.
- 2 botellas, 500 ml.
- 2 tapas de botellas de seguridad.

Extracciones menos invasivas

+2 

incluimos 2 insertos sin cargo a elegir



mectron

Micropiezo

Generador de ultrasonidos

Ref.: 05080013

995 €

Dotación:

- 1 pieza de mano led SLIM.
- 1 insert S1S
- 1 insert P3,
- 1 botella de 500ml
- 1 pedal.

Irrigación independiente

Wifi

Soft Mode

Pantalla táctil

El nuevo micropiezo es un equipo compacto que se puede usar para **endodoncia, periodoncia, limpieza y tallado**.

Dispone de irrigación autónoma, una nueva pieza de mano más fina con luz circular y el **Soft Mode** para pacientes con hipersensibilidad.

Nueva pieza de mano SLIM pesa solo

55g



N!



Mejores
Productos
Especial
Expodental

 **MEDENCY**



Mejores Productos 68 - ESPECIAL EXPODENTAL 2024
Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024 | Precios sin IVA.



Incluye una formación online de 1 hora.



Wireless



Touch screen



Time control

Primo

Láser Diodo

Ref.: LAMED0022

- Longitud de onda: 980 nm.
- Potencia 10 Watts CW.
- Pantalla táctil 7" ancho.
- 35 Programas personalizables.
- Selección Menú de Favoritos.
- Puntas Autoclavables.
- Arco-tip para blanqueamiento.
- Bio-tip para Bioestimulación.
- Menú multilingüe.
- 2 años de garantía.

 MEDENCY

Dotación

- 3 x gafas de protección láser
- Pedal de control inalámbrico
- Fuente de alimentación con cable
- Señal de advertencia Láser
- Kit pieza de mano con fibra
- Kit de puntas autoclavables
- Punta Bio + Arco de blanqueamiento
- Guía de inicio rápido
- Estuche de transporte.

6.290 €



Incluye una formación online de 1 hora.



Wireless



Touch screen



Time control

Triplo

Láser Diodo

Ref.: LAMED0093

**3 longitudes de onda:
450, 635 y 980 nm**

Recuperación post quirúrgica más satisfactoria.

- Potencia: 10 W.
- Frecuencia: Hasta 25 kHz
- Efecto térmico reducido.
- Fibra flexible y puntas reutilizables.
- Unidad portátil con pedal inalámbrico.
- Software intuitivo.

MEDENCY

Dotación

- 3 x gafas de protección láser
- Pedal de control inalámbrico
- Fuente de alimentación con cable
- Señal de advertencia Láser
- Kit pieza de mano con fibra
- Kit de puntas autoclavables
- Punta Bio + Arco de blanqueamiento
- Guía de inicio rápido
- Estuche de transporte.

8.955 €



Mejores Productos 68 - ESPECIAL EXPODENTAL 2024
Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024 | Precios sin IVA.



Autoclave clase B **B Classic**



- **Nuevo diseño, nuevas prestaciones**
- **Ahora con bomba de vacío más potente**

- Disponible con tres volúmenes y seis posibilidades de carga del agua diferentes.
- Simplifica el trabajo del operador.
- Ciclos personalizados y arranque diferido.
- Trazabilidad simplificada.
- Wifi integrada para conexión con la nube.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

17 litros

Ref.: M7A520000

3.885 €

22 litros

Ref.: M7A560000

3.990 €

28 litros

Ref.: M7A530000

4.590 €

Nuevo diseño
Nuevas prestaciones



Funciona
con agua
del grifo



Autoclave clase B **B Futura**



- Facilidad de uso.
- Arranque diferido.
- Wifi integrada para conexión con la nube.
- Ciclos personalizados.
- Código de identificación del operador.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

17 litros

Ref.: M7A540000

4.390 €

22 litros

Ref.: M7A550000

4.660 €

28 litros

Ref.: M7A570000

5.590 €



Funciona
con agua
del grifo



Autoclave clase B **Supreme**



- Facilidad de uso con video tutoriales.
- Wifi integrada para conexión con la nube.
- Licencia anual de Di.V.A. (Digital Virtual Assistant) incluido. Monitoriza el uso de su equipo para optimizar y mejorar su rendimiento.
- Incluye **MyTrace**, el programa de trazabilidad Mocom

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

17 litros

Ref.: 7A240000

5.880 €

22 litros

Ref.: 7A241000

6.080 €

28 litros

Ref.: 7A242000

7.025 €



Tethys T45

Termodesinfectadora (45 cm)

Ref.: M7E200022



**Incluye
instalación**

Conforme normativa EN-15883

- Lava a presión el instrumental.
- Desinfecta a 95° con vapor de agua.
- Puerto serie RS232 para conexión a PC o impresora
- Condensador de vapor.
- Función soft start, anticoagulación.
- 2 bombas de dosificación totalmente automáticas.
- Dimensiones (mm): 450 × 850 × 620.
- Monofase 230V 50Hz. 2,8 kW

8.525 €



Tethys D60

Termodesinfectadora (60 cm)

Ref.: M7E200020



**Incluye
instalación**

Conforme normativa EN-15883

- Desinfección térmica, descontaminación y lavado a presión del instrumental dental Lava y desinfecta todo tipo de materiales.
- La nueva WD4060 incorpora secado con aire forzado con filtro HEPA
- 2 bombas dosificadoras integradas en la máquina y una tercera opcional. (También integrada, la profundidad pasa a ser de 63 cm).
- Desinfección a 95°
- Volumen de cámara de lavado 150 litros
- Dimensiones (mm): 600 × 850 × 605

10.925 €





Tethys H10 PLUS

Ref.: M7E200300

- 1 **Descontaminación**
- 2 **Lavado con ultrasonidos**
- 3 **Desinfección térmica**
- 4 **Secado con aire caliente forzado**

El primer dispositivo de desinfección híbrida de Mocom

4.610 €

Equipamiento de serie:

- Puerto USB
- Puerto ethernet (RJ 45)
- 2 cestos portainstrumentos
- Cestillo portafresas.
- Kit de conexión hídrica
- Filtro HEPA

Información técnica:

- Potencia nominal: 2300 W.
- Dimensiones externas (AxHxP) 470 × 430 × 500 mm.
- Peso Neto: 37 kg.
- Capacidad depósito de detergente: 0.7 litros (autonomía hasta 12 ciclos).
- Dimensiones de la cuba: 8 l.
- Consumo agua máximo (por ciclo) 15 litros.
- Carga máxima: 2 kg.

Gracias al nuevo accesorio HMD, Tethys H10 se convierte también en una termodesinfectadora para **piezas de mano**



Fase 1



Lavado con detergente

Fase 2



Aclarado

Fase 3



Termodesinfección

Fase 4



Secado

HMD

Ref.: M7E200301

Accesorio para Tethys H10

Para el lavado de piezas de mano.

990 €

Soporte para 6 piezas de mano para Tethys H10. Permite el lavado, la termodesinfección y el secado de hasta 6 instrumentos a la vez: turbinas, piezas de mano de micromotor o piezas de mano de ultrasonidos.


Dotación:

- 4 adaptadores para turbina
- 3 adaptadores para piezas de mano
- 1 adaptador para puntas de ultrasonidos (capacidad para tres puntas).
- 4 tapones

Adaptable para todos los modelos Tethys H10. Es necesaria una actualización del software para que la máquina trabaje adecuadamente.



**Mejores
Productos
Especial
Expodental**



MORITA



Mejores Productos 68 - ESPECIAL EXPODENTAL 2024
Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024 | Precios sin IVA.

Dentaport Root ZX

Ref.: 886900

Localizador de ápices

1.395 €

Resultados muy precisos independientemente de la presencia de irrigación o sangre en el conducto radicular.

Visualización perfecta y exacta de las limas y su posición gracias a la pantalla en colores.



10 cajas de limas

Comprando Dentaport Root ZX se incluyen sin cargo 10 cajas de limas MANI Dfinder (Valor regalo: 104 €)

Obtenga un sistema completo para su trabajo actualizando Dentaport Root ZX con el nuevo motor de endodoncia **Dentaport OTR Módulo**.

Dentaport OTR Módulo

Ref.: 6907

2.395 €

Pieza de mano con un peso de solo **90 g**

Sistema OTR (Optimum Torque Reverse) que evita que la lima quede atascada y se fracture.

3 velocidades: 100, 300 y 500 RPM.

Se controla desde el modulo Dentaport Root ZX.



TriAuto ZX2+

Ref.: 6961

NUEVO motor de endodoncia inalámbrico localizador de ápices integrado y **movimiento recíprocante**.

Para profesionales ambidiestros, con un peso de tan solo 140 g

2.750 €

NUEVO
Ahora con
movimiento
recíprocante


MORITA

Funciones únicas OGP2 (Glide Path) y OTR (Twist Motion), patentadas por Morita. Resultados absolutamente fiables y seguros en todo momento.

- Función OGP2
- Función OTR
- Auto Start/ Stop.
- Forward and Reverse Rotation.
- Optimal Apical Stop.
- Auto Torque Slow-down.
- Auto Torque Reverse.
- Auto Apical Slow Down.
- Auto Apical Stop.
- Auto Apical Reverse.
- Apical Torque Down.



12 cajas de limas

Comprando Tri Auto ZX2+ se incluyen sin cargo 6 cajas de limas MANI Super Files MGP kit 25 mm y 6 cajas de limas Jizai kit 25 mm (Valor regalo: 258 €)



Nuevo diseño



Puede conectarse con el motor de endodoncia TriAuto Mini Plus mediante conexión USB.



Root ZX Mini

Ref. 6951150

Localizador de ápices

Compacto, ligero y con un diseño innovador. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y un gran display a color, permite una localización de ápice precisa.

895 €



7 cajas de limas

Comprando Root ZX Mini se incluyen sin cargo 7 cajas de limas MANI Dfinder (Valor regalo: 72 €)

Pieza de mano con un peso de solo 80 g.

Adaptable para personas diestras y zurdas.



Puede conectarse con el localizador de ápice Root ZX Mini mediante conexión USB.

Tri Auto Mini Plus

Ref.: 06970

Motor de endodoncia inalámbrico de rotación continua

6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 rpm. / 9 valores de torque (hasta 3,9 Ncm). / Funciones innovadoras de Auto torque reverse y Auto torque slow-down.

1.650 €



8 cajas de limas

Comprando Tri Auto Mini Plus se incluyen sin cargo 4 cajas de limas MANI Super Files MGP kit 25 y 4 cajas de limas Jizai kit 25 mm (Valor regalo: 172 €)

TwinPower

Turbinas con sistema de doble rotor.

Retroaspiración nula.

- Rodamientos cerámicos.
- 370.000 rpm.
- Turbinas con luz (25.000 lux)
- Triple spray.
- Parada inmediata.
- Cabezas normal y mini.



20W | Consultar conexión

TwinPower Ultra E PAR-4HUEX-O

Ref.: 2541

850 €



Con luz



18W | Consultar conexión

TwinPower Ultra M PAR-4HUMX-O

Ref.: 2540

1.233 €



Diseño ergonómico
Tamaño reducido
Peso mínimo

Velocidad de giro
máx. 42.000 rpm

Contra ángulo con luz TorqTech CA-DC-O 1:1

Ref.: 2440

Indicado para preparación,
profilaxis y endodencia.



1.437 €



Veraview 3D X800

Panorámico y 3D todo en uno
Cefalostato opcional.
Tecnología japonesa Morita.



11 FOV (volúmenes diferentes)
desde \varnothing 40 x H 40 mm hasta \varnothing
150 x H 140 mm.

Reducción de artefactos con
tecnología patentada de Morita.

Programa exclusivo modo
Endo con alta resolución y
diagnóstico preciso.

Panorámicas para adultos y
niños con baja radiación.

Programas para ATM, Senos, y
posible segmentación vertical y
horizontal.

Control de Kv y mA automático.

Incluye:

- Instalación y transporte.
- Ordenador y pantalla "monitor medico".
- Formación y soporte.
- 3 años de garantía.

Consulte las condiciones

Veraview IC5 HD



Panorámico de alta resolución
Tecnología japonesa Morita
Excelencia en radiología



Panorámicas para adultos y niños, baja radiación.
Exposición de 5,5 segundos.
Programas para ATM.
Control de Kv y mA automático.

Incluye:

- Instalación y transporte.
- Ordenador y pantalla "all in one".
- Formación y soporte.
- 3 años de garantía.

[Consulte las condiciones](#)

Mejores
Productos
Especial
Expodental



Mejores Productos 68 - ESPECIAL EXPONENTAL 2024
Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024 | Precios sin IVA.





Obtén un año extra de garantía conectando la aspiración al WiFi con SmartLog.



Obtén un año extra de garantía comprando el kit Magnolia con tu nueva aspiración Cattani.

Micro Smart



Aspiración para 1-2 equipos

Potencia:

1.12kW - 8A

Caudal máximo:

900 l/min.

Presión de trabajo:

210 mbar

Nivel sonoro:

64-71 dB(A)

Dimensiones (mm):

370 x 340 x 590

1-2

Con separador de amalgama **ISO 6**

Ref.: 1035060

3.150 €

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035050

2.430 €





Micro Smart CUBE

Aspiración para 1-2 equipos

Potencia: 0.95kW - 4A

Caudal máximo: 1.000 l/min

Presión de trabajo: 210 mbar

Nivel sonoro: 59 dB(A)

Dimensiones (mm): 420 x 350 x 470

Con separador de
amalgama **ISO 6**

Ref.: 1035030

Sin separador de
amalgama

Ref.: 1035031

1-2 

3.750 €

3.360 €



Turbo Jet 1 Modular

Aspiración para 1 equipo

Potencia: 0.42kW - 4A

Caudal máximo: 650 l/min

Presión de trabajo: 130 mbar

Nivel sonoro: 61 dB(A)

Dimensiones (mm): 540 x 450 x 380

Con separador de
amalgama **ISO 4**

Ref.: 1029610

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1026110

1 

2.220 €

1.410 €



Obtén un año extra de garantía conectando la aspiración al WiFi con SmartLog.



Obtén un año extra de garantía comprando el kit Magnolia con tu nueva aspiración Cattani.



Turbo Smart

3-5 

Versión A: hasta 3 equipos.
Versión B: hasta 5 equipos.

Potencia: 1.5kW - 6.5A
Caudal máximo: 1.400-1800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 68.4-73.7 dB(A)
Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

Con separador de amalgama **ISO 18**

Ref.: 1035115

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035105

4.250 €

3.590 €



Turbo Smart CUBE

3-5 

Versión A: hasta 3 equipos.
Versión B: hasta 5 equipos.

Potencia: 1.2kW - 5.5A
Caudal máximo: 1400-1800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 60 dB(A)
Dimensiones (mm): 500 x 370 x 650

Con separador de amalgama **ISO 18**

Ref.: 1035120

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035121

4.690 €

4.020 €



Software de
ampliación
incluido



Turbo Smart 2V

3-5* 

* Depende de la preinstalación y distancia.

Con separador de
amalgama **ISO 18**

Ref.:1035135

Sin separador de
amalgama

Ref.: 1035130

Potencia: 2kW - 9A

Caudal máximo: 1.800 l/min

Presión de trabajo: 280 mbar

Nivel sonoro: 70 dB(A)

Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

5.100 €

4.350 €



Obtén un año extra de garantía conectando la aspiración al WiFi con SmartLog.



Obtén un año extra de garantía comprando el kit Magnolia con tu nueva aspiración Cattani.

Turbo Smart HP

4-5*

* Dependiendo del vacío deseado en la cánula.

La mejor aspiración posible para sus cirugías

Con dos motores de vacío en serie, Turbo Smart HP es capaz de mantener un vacío de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones en función simultanea.



Potencia total: 2,7 kW
 Presión máxima de vacío: 340 mbar
 Caudal máximo: 1,915 l/min
 Caudal efectivo a 300 mbar: 740 l/min
 Caudal efectivo a 240 mbar: 1.020 l/min

Con separador de amalgama

Ref.:1035145

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035140

6.790 €

5.990 €

Aspiración en paralelo

Planifique su clínica para trabajar con la máxima seguridad.

Sistema tradicional: cada aspiración conectada a sus sillones. En caso de avería, estos sillones se quedan inutilizables.

Sistema en paralelo: Las aspiraciones trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose en automático y regulando la velocidad en función de la carga de trabajo.

Seguridad


En caso de imprevistos en una de las aspiraciones, la otra seguirá trabajando, permitiendo el uso de cualquier sillón.

Potencia

Las aspiraciones trabajan juntas, ayudándose y maximizando el rendimiento.

Menor mantenimiento

Las aspiraciones se reparten constantemente el trabajo, reduciendo el desgaste promedio.





Consigue 5 años de garantía

2 años de garantía extra (total 5) al registrar la garantía de tu compresor



AC 100

Ref.: 1013130



- Potencia: 0.55kW - 3.8A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67,5 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 70 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 × 460 × 720



1.950 €



1x

Incluye 1 filtro HEPA H14 AC*

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



AC 100 Q

Ref.: 1013150



- Potencia: 0.55kW - 3.8A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67,5 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 63 dB(A).
- Dimensiones (mm): 660 × 600 × 860.



2.990 €



1x

Incluye 1 filtro HEPA H14 AC

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



AC 200

Ref.: 1013230

2-3 

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 71 dB(A)
- Dimensiones (mm): 620 × 460 × 720.



2.730 €



1x

**Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC**

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



AC 200 Q

Ref.: 1013250

2-3 

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 63 dB(A).
- Dimensiones (mm): 660 × 600 × 860.



3.650 €



1x

**Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC**

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



AC 300

Ref.: 1013330

4-5 

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 238 l/min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 × 520 × 750



3.440 €



1x

**Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC**

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



AC 300 Q

Ref.: 1013350

4-5 

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 238 l/min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 68 dB(A).
- Dimensiones (mm): 720 × 600 × 970



4.390 €



1x

**Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC**

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



Consigue 5 años de garantía

2 años de garantía extra (total 5) al registrar la garantía de tu compresor



AC 400

Ref.: 1013430 Monofásico

Ref.: 1013435 - Trifásico



- Potencia 2.4 kW - 15.4 A (3 kW - 7.2 A).
- Caudal efectivo a 5 bar: 320 N L/ min.
- Capacidad del depósito: 100 l.
- Nivel sonoro 73 dB.
- Dimensiones (mm): 1155 × 550 × 745.

5.890 €



2x

Incluye 1 filtro HEPA H14 AC

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



AC 600

Ref.: 1013530 Monofásico

Ref.: 1013535 - Trifásico



- Potencia 3 kW - 20.4 A (3 kW - 7.4 A).
- Caudal efectivo a 5 bar: 476 N L/ min.
- Capacidad del depósito: 150 l.
- Nivel sonoro 74 dB.
- Dimensiones (mm): 1320 × 590 × 890.

7.190 €



2x

Incluye 1 filtro HEPA H14 AC

Ref.: 1168523

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

Compresores CAD CAM

Todos los compresores trabajan hasta 10 bar de presión para garantizar el funcionamiento correcto y estable de las fresadoras más exigentes.

Disponemos de versiones de todos los modelos, para alimentación monofásica o trifásica.



AC 310

1013310 - Monofásico

1013313 - Trifásico

Para fresadoras con un consumo máximo de 100 N l/min

- Aire efectivo a 8 bar: 165 N l/min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

3.590 €



AC 410

1013410 - Monofásico

1013413 - Trifásico

Para fresadoras con un consumo entre 105 y 160 N l/min

- Aire efectivo a 8 bar: 215 N l/min
- Capacidad del depósito: 100 l
- Nivel sonoro: 73 dB(A)
- Dimensiones (mm): 1155 x 550 x 745

6.850 €





AC 610

1013510 - Monofásico


1013513 - Trifásico

8.350 €



Para fresadoras con un consumo máximo de 220 N l/min

- Aire efectivo a 8 bar: 330 N l/min.
- Capacidad de depósito: 150 l.
- Nivel sonoro: 74 dB(A).
- Dimensiones (mm): 1320 x 590 x 890



AC 910

1013578 - Trifásico

Grandes sistemas de fresado o sistemas centralizados de aire comprimido

- Aire efectivo a 8 bar: 495 N l/min.
- Capacidad de depósito: 300 l.
- Nivel sonoro: 75 dB(A).
- Dimensiones (mm): 1800 x 810 x 1000.

14.670 €



Campana de insonorización para compresores

Ref.: 1010800

1.790 €



Reduce en 20 decibelios el nivel sonoro

Para interiores y exteriores

Válida para todos los modelos de compresores Cattani de 1, 2 y 3 cilindros.

Resistente a la intemperie, lluvia, luz solar directa y nieve. Para climas fríos y calientes. El termostato activa una ventilación forzada para que el compresor mantenga un nivel óptimo de trabajo.

- Nivel sonoro: 51 dB(A).
- Dimensiones: 87 × 70 × 89 cm



Blok-Jet Silent 1

Compuesto de:

- Micro Smart.
- Compresor AC 200.

Dimensiones:

727×577×1.583 mm.

Hasta **2 equipos** simultáneamente.

Sin separador de amalgama

Ref.: 1073501

13.790 €

Con separador de amalgama ISO 6

Ref.: 1073500

13.995 €

Blok-Jet Silent 2

Compuesto de:

- Turbo Smart B.
- Compresor AC 300.

Dimensiones:

757×607×1.936 mm.

Hasta **5 equipos** simultáneamente.

Sin separador de amalgama

Ref.: 1073521

15.200 €

Con separador de amalgama ISO 18

Ref.: 1073520

15.480 €

Blok-Jet Silent

Sistema integrado de compresión y aspiración para clínicas dentales.



INVERTER CONTROL



AMALGAM RETENTION



Accede a todas las
ofertas Especiales
Expodental 2024
desde tu móvil

www.incotrading.net/mejores-productos



Léenos en “Tecnología para
la salud” nuestro magazine
con novedades y artículos
pensados para tí.

www.tecnologiaparalasalud.com

incotrading

Tecnología para la salud

Incotrading, S.A.

Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

www.incotrading.net

T. (+34) **913 807 490**

incotrading@incotrading.net



incoSAT

Servicio técnico

Incosat Medical S.L.

Torre de Don Miguel 11
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

www.incosat.net

T. (+34) **913 807 490**

incosat@incotrading.net

Mejores Productos 68 - ESPECIAL EXPODENTAL 2024 | Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024.

Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. Precios válidos salvo error tipográfico. / Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. ©2024 - Incotrading S.A.