



Mejores Productos 68 - ESPECIAL EXPODENTAL 2024  
Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024 | Precios sin IVA.



## Autoclave clase B **B Classic**



- **Nuevo diseño, nuevas prestaciones**
- **Ahora con bomba de vacío más potente**

- Disponible con tres volúmenes y seis posibilidades de carga del agua diferentes.
- Simplifica el trabajo del operador.
- Ciclos personalizados y arranque diferido.
- Trazabilidad simplificada.
- Wifi integrada para conexión con la nube.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

**17 litros**

Ref.: M7A520000

**3.885 €**

**22 litros**

Ref.: M7A560000

**3.990 €**

**28 litros**

Ref.: M7A530000

**4.590 €**

Nuevo diseño  
Nuevas prestaciones



Funciona  
con agua  
del grifo

## Autoclave clase B **B Futura**



- Facilidad de uso.
- Arranque diferido.
- Wifi integrada para conexión con la nube.
- Ciclos personalizados.
- Código de identificación del operador.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

**17 litros**

Ref.: M7A540000

**4.390 €**

**22 litros**

Ref.: M7A550000

**4.660 €**

**28 litros**

Ref.: M7A570000

**5.590 €**



Funciona  
con agua  
del grifo



## Autoclave clase B **Supreme**



- Facilidad de uso con video tutoriales.
- Wifi integrada para conexión con la nube.
- Licencia anual de Di.V.A. (Digital Virtual Assistant) incluido. Monitoriza el uso de su equipo para optimizar y mejorar su rendimiento.
- Incluye **MyTrace**, el programa de trazabilidad Mocom

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

**17 litros**

Ref.: 7A240000

**5.880 €**

**22 litros**

Ref.: 7A241000

**6.080 €**

**28 litros**

Ref.: 7A242000

**7.025 €**



**Incluye  
instalación**

## Tethys T45

Termodesinfectadora (45 cm)

Ref.: M7E200022

### Conforme normativa EN-15883

- Lava a presión el instrumental.
- Desinfecta a 95° con vapor de agua.
- Puerto serie RS232 para conexión a PC o impresora
- Condensador de vapor.
- Función soft start, anticoagulación.
- 2 bombas de dosificación totalmente automáticas.
- Dimensiones (mm): 450 × 850 × 620.
- Monofase 230V 50Hz. 2,8 kW

**8.525 €**



**Incluye  
instalación**

## Tethys D60

Termodesinfectadora (60 cm)

Ref.: M7E200020

### Conforme normativa EN-15883

- Desinfección térmica, descontaminación y lavado a presión del instrumental dental Lava y desinfecta todo tipo de materiales.
- La nueva WD4060 incorpora un cámara secado con aire forzado con filtro HEPA
- 2 bombas dosificadoras integradas en la máquina y una tercera opcional. (También integrada, la profundidad pasa a ser de 63 cm).
- Desinfección a 95°
- Volumen de cámara de lavado 150 litros
- Dimensiones (mm): 600 × 850 × 605

**10.925 €**





# Tethys H10 PLUS

Ref.: M7E200300

- 1 **Descontaminación**
- 2 **Lavado con ultrasonidos**
- 3 **Desinfección térmica**
- 4 **Secado con aire caliente forzado**

El primer dispositivo de desinfección híbrida de Mocom

**4.610 €**

#### Equipamiento de serie:

- Puerto USB
- Puerto ethernet (RJ 45)
- 2 cestos portainstrumentos
- Cestillo portafresas.
- Kit de conexión hídrica
- Filtro HEPA


#### Información técnica:

- Potencia nominal: 2300 W.
- Dimensiones externas (AxHxP) 470 × 430 × 500 mm.
- Peso Neto: 37 kg.
- Capacidad depósito de detergente: 0.7 litros (autonomía hasta 12 ciclos).
- Dimensiones de la cuba: 8 l.
- Consumo agua máximo (por ciclo) 15 litros.
- Carga máxima: 2 kg.

Gracias al nuevo accesorio HMD, Tethys H10 se convierte también en una termodesinfectadora para **piezas de mano**




### Fase 1




**Lavado con detergente**

### Fase 2




**Aclarado**

### Fase 3



**Termodesinfección**

### Fase 4



**Secado**

# HMD

Ref.: M7E200301

## Accesorio para Tethys H10

Para el lavado de piezas de mano.

**990 €**

Soporte para 6 piezas de mano para Tethys H10. Permite el lavado, la termodesinfección y el secado de hasta 6 instrumentos a la vez: turbinas, piezas de mano de micromotor o piezas de mano de ultrasonidos.

### Dotación:

- 4 adaptadores para turbina
- 3 adaptadores para piezas de mano
- 1 adaptador para puntas de ultrasonidos (capacidad para tres puntas).
- 4 tapones

Adaptable para todos los modelos Tethys H10. Es necesaria una actualización del software para que la máquina trabaje adecuadamente.



Accede a todas las  
ofertas Especiales  
Expodental 2024  
desde tu móvil

[www.incotrading.net/mejores-productos](http://www.incotrading.net/mejores-productos)



Léenos en “Tecnología para  
la salud” nuestro magazine  
con novedades y artículos  
pensados para tí.

[www.tecnologiaparalasalud.com](http://www.tecnologiaparalasalud.com)

**incotrading**

Tecnología para la salud

**Incotrading, S.A.**

Camino de Hormigueras 119-121  
Polígono Industrial de Vallecas  
28031 MADRID (España)

[www.incotrading.net](http://www.incotrading.net)

T. (+34) **913 807 490**

[incotrading@incotrading.net](mailto:incotrading@incotrading.net)



**incoSAT**

Servicio técnico

**Incosat Medical S.L.**

Torre de Don Miguel 11  
Polígono Industrial de Vallecas  
28031 MADRID (España)

[www.incosat.net](http://www.incosat.net)

T. (+34) **913 807 490**

[incosat@incotrading.net](mailto:incosat@incotrading.net)

**Mejores Productos 68 - ESPECIAL EXPODENTAL 2024** | Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024.

Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. Precios válidos salvo error tipográfico. / Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. ©2024 - Incotrading S.A.